

SCREEN

DROGA TEST

Metamfetamina - Metadone - Amfetamina
Barbiturici - Antidepressivi Triciclici
Fenciclidina - Cocaina - Marijuana
Opiacei - Benzodiazepine

da effettuarsi con urina

Risultato in 5 minuti

istruzioni multilingue / multilingual instructions / instrucciones multilingües / mehrsprachige anweisungen / instructions multilingües / többnyelvű utasítások / Instruções multilingue / večjezična navodila

SCREEN

DROGA TEST

Metamfetamina - Metadone - Amfetamina
Barbiturici - Antidepressivi Triciclici
Fenciclidina - Cocaina - Marijuana
Opiacei - Benzodiazepine

da effettuarsi con urina

Risultato in 5 minuti

istruzioni multilingue / multilingual instructions / instrucciones multilingües / mehrsprachige anweisungen / instructions multilingües / többnyelvű utasítások / Instruções multilingue / večjezična navodila

LOT

IT La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato integro.

EN The expiry date refers to the product stored intact

ES La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir

DE Das Verfallsdatum bezieht sich auf das intakt gelagerte Produkt

FR La date de péremption fait référence au produit conservé intacto

HU A lejárati idő a sértetlenül tárolt termék jelenti

PT A data de validade refere-se ao produto armazenado intacto

SI Datum prenehanje velja na izdelek, shranjen nedotaknjen

Made in PRC

IT Prodotto non destinato a scopo medico o diagnostico.
Leggere le istruzioni prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare tra i 2° e i 30° di temperatura.

EN Product not intended for medical or diagnostic purposes.
Read the instructions before use. Keep out of reach of children.
Store between 2° and 30° of temperature.

ES Producto no destinado a propósitos médicos o diagnósticos.
Lea las instrucciones antes de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños.
Guardar a temperatura entre 2° y 30° C.

DE Produkt nicht für medizinische oder diagnostische Zwecke bestimmt.
Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Zwischen 2° und 30° C lagern.

FR Produit non destiné à des fins médicales ou diagnostiques.
Lisez les instructions avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.
Conserver entre 2° et 30° de température.

HU Nem orvosi vagy diagnosztikai célokra szánt termék.
Használat előtt olvassa el az utasításokat. Tartsa távol gyermekektől.
2° és 30° C közötti hőmérsékleten tárolandó.

PT Produto não destinado a fins médicos ou de diagnóstico.
Leia as instruções antes de utilizar. Mantenha fora do alcance das crianças.
Armazenar entre 2° e 30° de temperatura.

SL Izdelek ni namenjen za medicinske ali diagnostične namene.
Pred uporabo preberite navodila. Hraniti izven dosega otrok.
Da bi ohranili med 2° in 30° temperature.

SCREEN
DROGA TEST



Distribuito da:
Screen Pharma Srls
Via Settevalli, 448
06129 - Perugia - Italia
www.screenpharma.it

SCREEN
DROGA TEST

Drug Test

IT Self test per la rilevazione di 10 Droge d'abuso
Anfetamina - Barbiturici - Antidepressivi
Triciclici - Fenciclidina - Cocaina - Marijuana
Opiacei - Benzodiazepine. Risultato in 5 minuti

EN Self test for detecting 10 drugs of abuse
in the urine: Methamphetamine - Methadone
Amphetamine - Barbiturates - Tricyclic
Antidepressants - Phencyclidine - Cocaine
Marijuana - Opiates - Benzodiazepines.
Results in 5 minutes

ES Auto-teste para a deteção de 10 drogas na urina:
Metamfetamina - Metadona - Anfetamina
Barbitúricos - Antidepressivos Tricíclicos
Fenciclidina - Cocaina - Marijuana - Opiáceos
Benzodiazepina. Resultado em 5 minutos

DE Selbsttest zum Nachweis von 10 Drogenmissbra
ch im Urin: Methamphetamine
Amphetamin - Barbiturate - Trizyklische
Antidepressiva - Phencyclidin - Kokain - Marihuana
Opiate - Benzodiazepine. Ergibt in 5 Minuten

FR Auto-test pour la détection de 10 drogues abusives
dans les urines: Méthamphétamine - Méthadone
Amphétamine - Barbituriques - Antidépresseurs
Tricycliques - Phéncyclidine - Cocaine - Marijuana
Opiacés - Benzodiazépines. Résultats en 5 minutes

HU Önellenőrzés a vizelési váli vizsgálás
10 kábítószernek kimutatóására: Metamfetamin
Metadon - Amfetamin - Barbiturátok - Triciklikus
Antidepresszánsok - Fenciklidin - Kokain - Marihuána
Opiátok - Benzodiazepinek. Eredmények 5 perc alatt

PT Auto-teste para detetar 10 drogas na urina:
Metamfetamina - Metadona - Anfetamina
Barbitúricos - Antidepressivos Tricíclicos
Fenciclidina - Cocaina - Cannabis - Opiáceos
Benzodiazepinas. Resultados em 5 minutos

SL Samostojanje za odkrivanje 10 zlorab drog v
urinu: Metamfetamin - Metadon - Amfetamin
Barbiturati - Triciklični Antidrepressivi
Fenciklidin - Kokain - Opiatna - Marihuana
Benzodiazepini. Rezultat v 5 minutah

SCREEN
DROGA TEST