

Istruzioni ITA / ENG


Misura Pressione da braccio

SCREEN CHECK TEST


SCREEN CHECK TEST

Screen Check Test Misura pressione da braccio è pensato per essere usato da professionisti sanitari o a casa per monitorare e mostrare la pressione sanguigna diastolica, sistolica e il polso di un adulto, con un bracciale intorno l'avambraccio sinistro o destro.


- 1 MISURAZIONE AUTOMATICA INTELLIGENTE
- 2 INDICATORE CLASSIFICAZIONE OMS
- 3 SCHERMO LCD GRANDE E CHIARO
- 4 MEMORIZZAZIONE FINO A 90 MISURAZIONI



POSIZIONE BRACCIALE PER MANO SINISTRA
Il tubicino per l'aria dovrebbe essere in corrispondenza del dito medio (palmo verso l'alto).



POSIZIONE BRACCIALE PER MANO DESTRA
Il tubicino dovrebbe essere posizionato sotto il gomito.



- A IPERTENSIONE
- B ALTA-NORMALE
- C NORMALE
- D VOCE
- E MEMORIA
- F BATTITO CARDIACO

| | |
|------------------------------------|--|
| SPECIFICHE | |
| METODO DI MISURAZIONE | Misurazione oscillometrica |
| INDICAZIONE | Schermo digitale LCD |
| RANGE DI MISURAZIONE | Pressione: (30-280)mmHg - Polso: (40-199)Beat/min |
| ACCURATEZZA | Pressione statica: ±3mmHg - Polso: ±5% |
| MEMORIA | 90 memorizzazioni singole |
| ALIMENTAZIONE | 4x1.5V Batterie (LR6 o AA) |
| CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO | +5°C→+40°C, 15%RH→93%RH - P. atmosferica: 70kPa→106kPa |
| CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE | -20°C→+55°C, 0%RH→93%RH - P. atmosferica: 50kPa→106kPa |
| DIMENSIONI | Circa 140(W) x 100(H) x 60(D)mm |
| PESO | Circa 420g batterie escluse |
| CLASSIFICAZIONE | Tipologia BF II |
| DIMENSIONI BRACCIALE | (22-32)cm Bracciale per adulti per circonferenza media avambraccio |

Pressione diastolica: materiale di riferimento, pressione dell'ipertensione 1999, vol. 17 n. 2

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd
D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China
Wellkang Ltd - Suite B, 29Harley Street LONDON, W1G9QR, u.k.

CE 0482



Importato e distribuito da:
Screen Pharma Srls
Via Settevalli, 44B - 06129
Perugia - Italia
www.screenpharma.it



SCREEN CHECK TEST

Misura Pressione da braccio

Istruzioni ITA / ENG

- 1 MISURAZIONE AUTOMATICA INTELLIGENTE
- 2 INDICATORE CLASSIFICAZIONE OMS
- 3 SCHERMO LCD GRANDE E CHIARO
- 4 MEMORIZZAZIONE FINO A 90 MISURAZIONI

- VOCE
- NO VOCE

CONTROLLA
LA TUA SALUTE

SCREEN CHECK TEST

Misura Pressione da braccio

Istruzioni ITA / ENG



CONTROLLA
LA TUA SALUTE

- VOCE
- NO VOCE

SCREEN CHECK TEST

Misura Pressione da braccio

Istruzioni ITA / ENG

- 1 MISURAZIONE AUTOMATICA INTELLIGENTE
- 2 INDICATORE CLASSIFICAZIONE OMS
- 3 SCHERMO LCD GRANDE E CHIARO
- 4 MEMORIZZAZIONE FINO A 90 MISURAZIONI

- VOCE
- NO VOCE

LOTTO
SN



Istruzioni ITA / ENG

Misura Pressione da braccio

SCREEN CHECK TEST